

SECTOR SALUD | GOBIERNO | NO ESTÉRIL

SALUD GOBIERNO →

BATA PACIENTE MANGA CORTA

(SIN REFUERZO 2 CINTAS UNITALLA)



Código:PRO-060.116.0021

CCB:060.116.0021

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMMS	40g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



BOTA DE USO QUIRÚRGICO



Código: **ECO-060.130.0015**

CCB:060.130.0015

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-060.130.0015**

CCB:060.130.0015

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

CUBREZAPATO DE USO QUIRÚRGICO



Código: PRO-060.130.0023

CCB:060.130.0023

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.966.0154

CCB:060.966.0154

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	50 PARES	NO ESTÉRIL



BABERO DESECHABLE DE RAYÓN

TAMAÑO ADULTO



Código: PRO-060.100.0011

CCB: 060.100.0011

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
RAYÓN	30g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

PROTECTOR RESPIRATORIO



Código: PRO-060.210.0664

CCB:060.210.0664

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	70g/m2	BLANCO	25 PIEZAS	NO ESTÉRIL

ESCAFANDRA



Código: PRO-060.339.0105B

CCB:060.339.0105

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	BLANCO	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

GORRO PARA CIRUJANO



Código: PRO-060.439.0039

CCB:060.439.0039

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

GORRO PARA PACIENTE CHICO



Código: ECO-060.439.0054

CCB:060.439.0054

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	17g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: ECO-060.439.0054B

CCB:060.439.0054

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	17g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.439.0054

CCB:060.439.0054

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	23g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.439.0054B

CCB:060.439.0054

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	23g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

GORRO PARA PACIENTE MEDIANO



Código: **ECO-060.439.0070**

CCB:060.439.0070

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	17g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **ECO-060.439.0070B**

CCB:060.439.0070

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	17g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-060.439.0070**

CCB:060.439.0070

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	23g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-060.439.0070B**

CCB:060.439.0070

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	23g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

GORRO PARA PACIENTE GRANDE



Código: ECO-060.439.0088

CCB:060.439.0088

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	17g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: ECO-060.439.0088B

CCB:060.439.0088B

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	17g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.439.0088

CCB:060.439.0088

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	23g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.439.0088B

CCB:060.439.0088

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	23g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

MASCARILLA RESPIRATORIA KN95 TAMAÑO UNIVERSAL

(RESISTENTE A FLUIDOS, SIN VÁLVULA DE EXHALACIÓN, , CON ACCESORIO DE CORREA, CLIP AJUSTABLE PARA NARIZ. EMPACADO DE FORMA INDIVIDUAL)



Código: PRO-060.506.4484

CCB:060.506.4484

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	70g/m2	BLANCO	500 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS QUIRÚRGICO DE TRES CAPAS (BOLSA)



Código: PRO-060.621.0523

CCB:060.621.0523

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	75g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.621.0698

CCB:060.621.0698

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	75g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL



CUBREBOCAS PLISADO



Código: **PRO-060.621.0656**

CCB:060.621.0656

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	75g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-060.621.0649**

CCB:060.621.0649

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	75g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS PLISADO (CAJA)




Código: PROC-060.621.0656

CCB:060.621.0656

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	75g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS DOBLE CAPA



Código: **PRO-060.621.0524**

CCB:060.621.0524

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	150 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-060.621.0524B**

CCB:060.621.0524

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	BLANCO	150 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS KN95



Código: PRO-060.621.0664

CCB:060.621.0664

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	70g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



JUEGO DE SÁBANAS

SÁBANA PARA CAJÓN PLANA 210 CM X 110 CM
Y SÁBANA PLANA 210 CM X 115 CM



Código: **ECO-060.799.0025**

CCB:060.799.0025

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

TRAJE QUIRÚRGICO GRANDE DESECHABLE



Código:ECO-060.951.5457

CCB:060.951.5457

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL



TRAJE QUIRÚRGICO EXTRA GRANDE

(INCLUYE: PANTALÓN, CAMISA, MASCARILLA, CUBREZAPATOS, GORRO CIRUJANO.



TALLA EXTRA GRANDE

Código:ECO-060.951.6225

CCB:060.951.6225

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código:PRO-060.951.6225

CCB:060.951.6225

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL



TRAJE QUIRÚRGICO

(CAMISA, PANTALÓN, BOTAS, MASCARILLA QUIRÚRGICA, CUBRECALZADO, GORRO CIRUJANO)



Código: PRO-060.966.0162

CCB:060.966.0162

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

BATA PARA PACIENTE

(MANGA ABOMBADA. ESPALDA TOTALMENTE ABIERTA POR EL CENTRO. CUELLO REDONDO)



Código: **PRO-060.231.0001** **142CM X 137CM** CCB: **060.231.0001**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



UNIFORME QUIRÚRGICO

(FILIPINA MANGA CORTA, PANTALÓN GRANDE, GORRO PACIENTE, CUBREBOCAS, CUBREZAPATOS.)



Código: ECO-060.231.0659

CCB:060.231.0659

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.231.0659

CCB:060.231.0659

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO, TALLA CHICA



Código:PRO-060.231.0682

CCB:060.231.0682

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

Código:PRO-060.231.0724

CCB:060.231.0724

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO, TALLA MEDIANA



Código:PRO-060.231.0690

CCB:060.231.0690

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO, TALLA GRANDE



Código:PRO-060.231.0708

CCB:PRO-060.231.0708

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO, TALLA EXTRAGRANDE



Código:PRO-060.231.0716

CCB:PRO-060.231.0716

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO, UNITALLA



Código:PRO-060.231.0781

CCB:060.231.0781

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO MEDIANA

(CON REFUERZO)



Código: ECO-060.231.0807

CCB: 060.231.0807

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.231.0807

CCB: 060.231.0807

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO GRANDE

(CON REFUERZO)



Código: **ECO-060.231.0815**

CCB: **060.231.0815**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-060.231.0815**

CCB: **060.231.0815**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO EXTRA GRANDE

(CON REFUERZO)



Código: ECO-060.231.0823

CCB: 060.231.0823

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060.231.0823

CCB: 060.231.0823

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



BATA DESECHABLE UNITALLA

(MANGA LARGA CON PUÑO DE ALGODÓN TIPO CALCETIN, PARA PERSONAL DE SALUD, NO ESTÉRIL)



Código:ECO-060.231.2020

CCB:060.231.2020

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

Código:PRO-060.231.2020

CCB:060.231.2020

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

Código: LIE-060.231.2020

CCB: 060.231.2020

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL


SECTOR SALUD ESTÉRIL



CAMPOS QUIRÚRGICOS

CAMPO DE INCISIÓN

AUTOADHERIBLE


Código: PRO-060.155.0155
45 CM X 50 CM
CCB:060.155.0155

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	ESTÉRIL

PAQUETE BÁSICO



CONTENIDO

- A) 3 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande
- B) 1 bata quirúrgica para instrumentista. Talla mediana
- C) 4 toallas absorbentes para secado de manos de 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm
- D) 4 campos sencillos de 90 ± 10 cm x 90

Código: **ECO-060.231.0575**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: **PRO-060.231.0575**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CESÁREA Y CIRUGIA GENERAL



CONTENIDO

- A) 3 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande
- B) 1 bata quirúrgica para instrumentista. Talla mediana
- C) 6 campos sencillos de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm
- D) 1 sábana superior de 150 ± 10 cm x 190 ± 10 cm
- E) 1 sábana hendida de 180 ± 10 cm x 240 ± 10 cm
- F) 1 cubierta para mesa de riñón de 240 ± 10 cm x 150 ± 10 cm
- G) 1 funda para mesa de mayo de 50 ± 10 cm x 140 ± 10 cm
- H) 4 toallas absorbentes para secado de manos de 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm

Código: ECO-060.231.0583

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: PRO-060.231.0583

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL



CONTENIDO

- A) 3 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande
- B) 1 bata quirúrgica para instrumentista. Talla mediana
- C) 4 campos sencillos de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm
- D) 1 sábana superior de 150 ± 10 cm x 190 ± 10 cm
- E) 1 sábana inferior de 170 ± 10 cm x 190 ± 10 cm
- F) 1 sábana lateral de 130 ± 10 cm x 180 ± 10 cm
- G) 1 sábana hendida de 180 ± 10 cm x 240 ± 10 cm
- H) 1 cubierta para mesa de riñón de 240 ± 10 cm x 150 ± 10 cm
- I) 1 funda para mesa de mayo de 50 ± 10 cm x 140 ± 10 cm
- J) 4 toallas absorbentes para secado de manos de 40 ± 10 cm x 40 ± 10 cm

Código: **ECO-060.231.0591**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: **PRO-060.231.0591**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE PARTO



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande
- B) 4 campos sencillos de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm
- C) 2 piernas de 100 ± 10 cm x 110 ± 10 cm
- D) 1 cubierta para mesa de riñón de 240 ± 10 cm x 150 ± 10 cm
- E) 2 toallas absorbentes de 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm

Código: ECO-060.231.0609

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: PRO-060.231.0609

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO




Código:ECO-060.231.0617 90CM X 90CM CB:060.231.0617

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:PRO-060.231.0617 90 CM X 90 CM CCB:060.231.0617

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO QUIRÚRGICO HENDIDO OFTALMOLOGÍA




Código:ECO-060.231.0625 45CM X 45CM CCB:060.231.0625

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:PRO-060.231.0625 45 CM X 45 CM CCB:60.231.0625

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO HENDIDO OTORRINOLARINGOLOGÍA



Código: **ECO-060.231.0633** 70 CM X 70 CM CCB:0060.231.0633

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **PRO-060.231.0633** 70 CM X 70 CM CCB:060.231.0633

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO



Código: **ECO-998.999.0004** 90CM X 90CM CCB:998.999.0004

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO TALLA CHICA

(CON REFUERZO)



Código: **ECO-060.231.0674**

CCB:060.231.0674

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **PRO-060.231.0674**

CCB:060.231.0674

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO TALLA MEDIANA

(CON REFUERZO)



Código:ECO-060.231.0666

CCB:060.231.0666

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:PRO-060.231.0666

CCB:060.231.0666

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO TALLA GRANDE

(CON REFUERZO)



Código:ECO-060.231.0641

CCB:060.231.0641

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:PRO-060.231.0641

CCB:060.231.0641

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO TALLA EXTRA GRANDE

(CON REFUERZO)



Código:ECO-060.231.0658

CCB:060.231.0658

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:PRO-060.231.0658

CCB:060.231.0658

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

EQUIPO ESTÉRIL PARA PARTO



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande
- B) 4 campos sencillos de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm
- C) 2 pierneras de 100 ± 10 cm x 110 ± 10 cm
- D) 1 cubierta para mesa de riñón de 240 ± 10 cm x 150 ± 10 cm
- E) 2 toallas absorbentes de 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm

Código: **ECO-060.966.0121**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: **PRO-060.966.0121**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO REFORZADA DESECHABLE, TALLA GRANDE



Código: **ECO-060.966.0147**

CCB:060.966.0147

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

ISSSEYM
NO ESTÉRIL →

CAMISON BATA PACIENTE UNITALLA



Código: **PRO-25411MD00005**

CCB: **25411MD00005**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-25411MD00005**

CCB: **25411MD00005**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO, TALLA MEDIANA



Código:PRO-25411MD00067

CCB: 25411MD00067

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO, TALLA GRANDE



Código:PRO-25411MD00066

CCB:25411MD00066

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO, TALLA EXTRAGRANDE



Código:PRO-25411MD00065

CCB:25411MD00065

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
TIPO TYVEK	75g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



MORTAJA GRANDE PARA CADÁVER



Código: **PRO-25411MD00118** **GRANDE** CCB: 25411MD00118

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-25411MD00118** CCB:25411MD00118

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

MORTAJA MEDIANA PARA CADÁVER



Código: PRO-25411MD00119

MEDIANA

CCB: 25411MD00119

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

ENVOLTURA PARA ESTERILIZACIÓN

Código:PRO-25411MD00133 50 CM X 50 CM CCB:25411MD00133

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código:PRO-25411MD00132 120 CM X 120 CM CCB:25411MD00132

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código:LIE-25411MD00133 50CM X 50CM CCB:25411MD00133


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código:LIE-25411MD00132 120CM X 120CM CCB:25411MD00132

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



FUNDA PARA CHAROLA DE MAYO



Código: PRO-25411MD00138 60CM X 110 CM CCB: 25411MD00138

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	45g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



UNIFORME CON CUBREBOCAS, GORRO Y CUBREZAPATO



Código: PRO-25411MD00144

CCB:25411MD00144

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: LIE-25411MD00144

CCB:25411MD00144

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

GORRO PARA PACIENTE



Código:PRO-25411UG00391

CCB:25411UG00391

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL



GORRO PARA CIRUJANO



Código:PRO-25411UG00390

CCB:25411UG00390

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BABERO



Código:PRO-25411UG00116

CCB:25411UG00116

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS QUIRÚRGICO DE TRES CAPAS (BOLSA)



Código: PRO-25411UG00503

CCB:25411UG00503

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	75g/m2	BLANCO	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

MORTAJA PARA CÁDAVER

(BATA, SUJETADOR; BARBILLA, MANOS Y PIES)



Código: **PRO-25411UG01083**

CHICA

CCB: **25411UG01083**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

BOTA DE USO QUIRÚRGICO



Código: PRO-25411UG01587

CCB:25411UG01587

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

ISSSEYM
ESTÉRIL



BATA QUIRÚRGICA UNITALLA ABSORBENTE CON TOALLA

(CON REFUERZO)



Código: PRO-25411MD00004

CCB:25411MD00004

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: LIE-25411MD00004

CCB:25411MD00004

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

SÁBANA DE EXPLORACIÓN



Código: **PRO-25411MD00094** 150 CM X 190 CM CCB:25411MD00094

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **LIE-25411MD00094** 150 CM X 190 CM CCB:25411MD00094

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL


SÁBANA DESECHABLE



Código: **LIE-25411MD00094** 150 CM X 190 CM CCB:25411MD00094

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO HENDIDO PARA OFTALMOLOGÍA



Código: PRO-25411MD00022 110 CM X 110 CM CCB:25411MD00022

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: LIE-25411MD00022 110 CM X 110 CM CCB:25411MD00022

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO



Código:PRO-25411MD00023 120 CM X 120 CM CCB:25411MD00023

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:LIE-25411MD00023 120 CM X 120 CM CCB:25411MD00023

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA PARA PROTECCIÓN O AISLAMIENTO



Código: **PRO-25411MD00128**

CCB:25411MD00128


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	ESTÉRIL

Código: **LIE-25411MD00128**

CCB:25411MD00128

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	ESTÉRIL

FUNDA PARA CHAROLA DE MAYO



Código: **LIE-25411MD00138** 60 CM X 110 CM CCB:25411MD00138

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	45g/m2	AZUL	10 PIEZAS	ESTÉRIL

PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL



CONTENIDO

- A) 2 Batas para cirujano.
- B) 1 Bata para instrumentista.
- C) 3 Toallas absorbentes para manos.
- D) 1 Funda impermeable reforzada para charola mayo, medidas 140 cm $\pm$ 10 cm x 60 cm $\pm$ 10 cm.
- E) 1 Bolsa adhesiva para desechos de suturas.
- F) 4 Campos adhesivos, medidas 110 cm $\pm$ 10 cm x 110 cm $\pm$ 10 cm.
- G) 1 Sábana podálica adhesiva de 170 cm $\pm$ 10 cm x 200 cm $\pm$ 10 cm.
- H) 1 Sábana cefálica adhesiva de 145 cm $\pm$ 10 cm x 200 cm $\pm$ 10 cm.
- I) 1 Sábana reforzada de 270 cm $\pm$ 10 cm x 200 cm $\pm$ 10 cm, absorbente, antiderrapante y portacables con hendidura reforzada rectangular al centro de 15 cm $\pm$ 10 cm x 35 cm $\pm$ 10 cm.
- J) 1 Cubierta impermeable reforzada para mesa de riñón, medidas 150 cm $\pm$ 10 cm x 240 cm $\pm$ 10 cm."

Código: **PRO-25411MD00093**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: **LIE-25411MD00093**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE ASISTENCIA RECIÉN NACIDO SIN PERILLA



CONTENIDO

- A) 1 Bata quirúrgica para cirujano. Talla Grande
- B) 2 Campos absorbentes de 90.0 cm x 90.0 cm ± 10.0 cm de SOFT FILICO
- C) 1 Toalla absorbente para secado de manos de 40.0 cm x 40.0 cm ± 10.0 cm
- D) 1 Campo envoltura de 90.0 cm x 90.0 cm ± 10.0 cm
- E) Gorro para paciente estéril y desechable."

Código: PRO-25411MD00129

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-25411MD00129

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGÍA MENOR



CONTENIDO

- A) 2 Batas quirúrgicas para cirujano. Talla Grande
- B) 2 Campos con adhesivo de 40cm x 60cm.
- C) 1 cubierta de mesa de instrumentista de 110cm x 130cm. +/- 10cm.
- D) 1 sábana de especialidad hendida de 125cm x 150cm +/- 10cm.
- E) 1 funda para mesa de mayo de 55cm +/- 10cm x 135cm +/- 10cm.
- F) 2 Toallas absorbentes para secado de manos.

Código: **PRO-25411UG01082**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: **LIE-25411UG01082**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE PARA CESÁREA



CONTENIDO

- A) 3 Batas grandes para cirujano reforzadas de 125 cm de largo con toalla absorbente.
- B) 1 Sábana de 270 cm x 200 cm con bolsa recolectora integrada y campo de incisión iodado.
- C) 1 Funda para mesa de mayo con refuerzo.
- D) 1 Bolsa para suturas de polietileno de 21 cm x 28 cm.
- E) 4 Compresas con cinta radiopaca.
- F) 1 Toalla sanitaria.
- G) 1 Cánula de Yankauer.
- H) 1 Tubo de succión de 10 pies.
- I) 1 Perilla de hule de 2 onzas.
- J) 1 Pinza umbilical.
- K) 1 Sábana para mesa de riñón reforzada de 150 cm x 240 cm.

Código: PRO-25411UG01143

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-25411UG01143

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

ISSSTE
NO ESTÉRIL →

TRAJE QUIRÚRGICO CUELLO V

(CAMISA, PANTALÓN, BOTAS, MASCARILLA QUIRÚRGICA, CUBRECALZADO, GORRO CIRUJANO)



Código: **PRO-220.001.0053**

CCB: **220.001.0053**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL



UNIFORME QUIRÚRGICO (FILIPINA)



Código: PRO-220.060.9705 MEDIANA CCB: 220.060.9705

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

Código: PRO-220.060.9713 EXTRA GRANDE CCB: 220.060.9713

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

UNIFORME QUIRÚRGICO

PANTALÓN



Código: **PRO-220.060.9721** **MEDIANA** CCB: 220.060.9721

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-220.060.9739** **EXTRA GRANDE** CCB: 220.060.9739

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

PAQUETE DE MORTAJA

(PAQUETE DE MORTAJA (BOLSA RECOLECTORA CON CIERRE, BATA PACIENTE, SUJETADOR DE BARBILLA, SUJETADOR DE MANOS, SUJETADOR PARA TOBILLOS CHICA)



Código:PRO-220.075.0012

CCB:220.075.0012

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

PAQUETE DE MORTAJA

(BOLSA RECOLECTORA CON CIERRE, BATA PACIENTE, SUJETADOR DE BARBILLA, SUJETADOR DE MANOS, SUJETADOR PARA TOBILLOS) MEDIANA



Código: **PRO-220.075.0020**

CCB: **220.075.0020**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

PAQUETE DE MORTAJA

(BOLSA RECOLECTORA CON CIERRE, BATA PACIENTE, SUJETADOR DE BARBILLA, SUJETADOR DE MANOS, SUJETADOR PARA TOBILLOS) GRANDE




Código: PRO-220.075.0038

CCB:220.075.0038

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

ISSSTE
ESTÉRIL



PAQUETE MENOR INTEGRAL



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano talla grande (115 cm $\pm$ 5 largo, 150 cm $\pm$ 5 ancho) con puño de algodón y velcro.
- B) 2 toallas absorbentes de 40 cm $\pm$ 5 x 50 cm $\pm$ 5.
- C) 1 cubierta para mesa riñón de 140 cm $\pm$ 10 x 225 cm $\pm$ 10 con refuerzo al centro de 60 cm $\pm$ 5 x 180 cm $\pm$ 5.
- D) 1 cubierta para mesa de mayo de 50 cm $\pm$ 10 x 135 cm $\pm$ 10 con refuerzo.
- E) 1 bolsa para desechos de suturas con sujetadores adheribles.
- F) 4 campos auxiliares absorbentes de 90 cm $\pm$ 5 x 90 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 90 cm a la orilla.
- G) 1/2 sábana de 150 cm $\pm$ 5 x 100 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 100 cm a la orilla.
- H) 1 sábana de 150 cm $\pm$ 5 x 195 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 100 cm a la orilla.

Código: **PRO-220.001.0045**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: **LIE-220.001.0045**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CABEZA Y CUELLO



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas (115 cm $\pm$ 5 largo, 150 cm $\pm$ 5 ancho) con puño de algodón y velcro.
- B) 2 toallas absorbentes de 40 cm $\pm$ 5 x 50 cm $\pm$ 5.
- C) 1 cubierta para mesa riñón de 150 cm $\pm$ 5 x 225 cm $\pm$ 5 con refuerzo de 60 cm $\pm$ 5 x 225 cm $\pm$ 5.
- D) 1 cubierta para mesa de mayo de 50 cm $\pm$ 5 x 135 cm $\pm$ 5 con refuerzo.
- E) 1 bolsa para desechos de suturas con sujetadores adheribles.
- F) 1 sábana para cirugía de cráneo en forma de U de 190 cm $\pm$ 5 x 270 cm $\pm$ 5 con refuerzo absorbente e impermeable de 10 cm $\pm$ 5 de ancho alrededor de la U, con adhesivo para fijación de 3 a 5 cm de ancho localizado en la parte posterior al refuerzo y alrededor de la U, con sujetadores para tuberías y accesorios.
- G) 1 capelina en forma de triángulo de 90 cm $\pm$ 5 con adhesivo de 2 cm $\pm$ 5 de ancho situado a una orilla de la prenda.

Código: PRO-220.001.0047

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-220.001.0047

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO SIN REFUERZO CON TOALLA



Código: **PRO-220.001.0048**

CCB:220.001.0048

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **LIE-220.001.0048**

CCB:220.001.0048

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	ESTÉRIL

PAQUETE DE CAMPO QUIRÚRGICO DE 90 CM X 90 CM 2 PIEZAS



CONTENIDO

A) 2 campos de 90 cm x 90 cm con adhesivo


Código: PRO-220.001.0049

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	ESTÉRIL

Código: LIE-220.001.0049

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	ESTÉRIL

CAMPO QUIRÚRGICO HENDIDO CON ADHESIVO



Código:PRO-220.001.0050 120 CM X 120 CM CCB:220.001.0050

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:LIE-220.001.0050 120 CM X 120 CM CCB:220.001.0050

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMISÓN PARA PACIENTE DE 10 CINTAS



Código:PRO-220.001.0056

CCB:220.001.0056


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:LIE-220.001.0056

CCB:220.001.0056

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

SÁBANA HENDIDA



Código:PRO-220.001.0051 190 CM X 280 CM CCB:220.001.0051

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código:LIE-220.001.0051 190 CM X 280 CM CCB:220.001.0051

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

SÁBANA DE MESA DE RIÑÓN



Código: PRO-220.001.0052 140 CM X 230 CM CCB:220.001.0052

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: LIE-220.001.0052 140 CM X 230 CM CCB:220.001.0052

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGIA LAPAROSCOPIA



CONTENIDO

- A) 3 Batas (115cm $\pm$ 5cm largo, 150cm $\pm$ 5cm ancho) y Velcro
- B) 3 Toalla absorbentes de 40 cm $\pm$ 5 cm x 50 cm $\pm$ 5 cm
- C) 1 Cubierta para mesa de riñón o instrumental de polietileno o polipropileno de 140 cm $\pm$ 5 cm x 225 cm $\pm$ 5 cm con refuerzo de tela grado medico al centro de la prenda de 60cm $\pm$ 5 cm x 180cm $\pm$ 5 cm
- D) 1 Cubierta para mesa de riñón o instrumental de polietileno o polipropileno laminado de 140 cm $\pm$ 10 cm x 225 cm $\pm$ 10 cm con refuerzo en tela no tejida grado médico de polipropileno el refuerzo se localiza al centro de la prenda de 60 cm a $\pm$ 5 cm x 180 cm $\pm$ 5 cm doblada en forma de abánico.
- E) 1 Bolsa para desechos de suturas con sujetadores adheribles
- F) 4 Campos Auxiliares absorbentes por una de sus caras de 90 cm a $\pm$ 5 cm x 90cm $\pm$ 5 cm con adhesivo de 2 cm $\pm$ 1 cm de 90cm $\pm$ 5 cm doblado en abánico
- G) 1 Sábana de pies de 190cm $\pm$ 5 cm x 190cm $\pm$ 5 cm con refuerzo impermeable y absorbente de 70 cm $\pm$ 5 cm x 30cm $\pm$ 5 cm con adhesivo de 3cm $\pm$ 2 cm x 100 cm $\pm$ 5 cm localizada en el tercio medio de la prenda.
- H) 2 Sábanas laterales de 100 cm a $\pm$ 5 cm x 190 cm $\pm$ 5 cm refuerzo absorbente e impermeable de 100 cm a $\pm$ 5 cm x 30 cm $\pm$ 5 cm con adhesivo para su fijación de 3 cm $\pm$ 2 cm x 190 cm $\pm$ 5 cm colocado en la parte superior del refuerzo a la orilla de la prenda.
- I) 1 Sábana Hendida de 190 cm $\pm$ 5 cm x 275 cm $\pm$ 5 cm con fenestración de 10 cm $\pm$ 10 cm x 50 $\pm$ 5 cm en el centro de la prenda con refuerzo absorbente de 10cm a 15cm de ancho alrededor de la fenetración con adhesivo de 3cm $\pm$ 2 cm de ancho alrededor de la fenestración con sujetadores doblada en forma de abanico.

Código: **LIE-220.001.0054**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL



PAQUETE CIRUGÍA GENERAL



CONTENIDO

- A) 3 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande.
- B) 1 bata quirúrgica para instrumentista. Talla mediana.
- C) 4 campos sencillos de 90 cm $\pm$ 10 cm x 90 cm $\pm$ 10 cm.
- D) 1 sábana superior de 150 cm $\pm$ 10 cm x 190 cm $\pm$ 10 cm.
- E) 1 sábana inferior de 170 cm $\pm$ 10 cm x 190 cm $\pm$ 10 cm.
- F) 1 sábana lateral de 130 cm $\pm$ 10 cm x 180 cm $\pm$ 10 cm.
- G) 1 sábana hendida de 180 cm $\pm$ 10 cm x 240 cm $\pm$ 10 cm.
- H) 1 cubierta para mesa de riñón de 240 cm $\pm$ 10 cm x 150 cm $\pm$ 10 cm.
- I) 1 funda para mesa de mayo de 50 cm $\pm$ 10 cm x 140 cm $\pm$ 10 cm.
- J) 4 toallas absorbentes para secado de manos de 40 cm $\pm$ 10 cm x 40 cm $\pm$ 10 cm.

Código: PRO-220.001.0055

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-220.001.0055

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

CONTACTO VENTAS

Dirección

Norte 13 305, Moctezuma 2da Secc, Venustiano
Carranza, 15530 Ciudad de México, CDMX

Télefono

55 7045 3343
55 330 8800

E-mail

ventas@mdsprovemedic.com

web

www.mdsprovemedic.com

  [medicaldresssupplier](#)  [mdsprovemedicipsun](#)

MDS
Medical Dress Supplier



Medical Dress Supplier S.A. de C.V.