

SALUD | PRIVADO | NO ESTÉRIL

SALUD PRIVADO



BOTA DE USO QUIRÚRGICO



Código: **ECO-P01315**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P01315**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

BOTA DE USO QUIRÚRGICO CON ANTIDERRAPANTE



Código: PRO-003

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

BOTA LARGA CON ELÁSTICO



Código: PRO-242

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
POLIETILENO	0	TRANSPARENTE	25 PARES	NO ESTÉRIL

CUBREZAPATO DE USO QUIRÚRGICO



Código: **PRO-P01323**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P09654**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	50 PARES	NO ESTÉRIL



CUBREZAPATO DE USO QUIRÚRGICO CON ANTIDERRAPANTE



Código: **PRO-005**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	25 PARES	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-006**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	50 PARES	NO ESTÉRIL

ESCAFANDRA



Código: PRO-P0335B

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	BLANCO	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL



GORRO VENECIANO



Código: **PRO-012**




Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	17g/m ²	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-012B**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	17g/m ²	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

GORRO PARA CIRUJANO



Código: PRO-P04339

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

GORRO PARA PACIENTE CHICO



Código: **ECO-P04354**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	17g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **ECO-P04354B**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	17g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P04354**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P0434B**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

GORRO PARA PACIENTE MEDIANO



Código: ECO-P04370



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	17g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: ECO-P04370B



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	17g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-P04370



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-P0430B



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL



GORRO PARA PACIENTE GRANDE



Código: **ECO-P04388**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	17g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **ECO-P04388B**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	17g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P04388**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P0438B**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	23g/m2	BLANCO	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS KN95



Código: PRO-170

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	70g/m2	BLANCO	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-171

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	70g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



CUBREBOCAS PLISADO



Código: **PRO-P06249**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	75g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P06256B**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	75g/m2	BLANCO	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P06256**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	75g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS PLISADO (CAJA)



Código: PROC-P06256

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	75g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS PLISADO CON CINTAS DE AMARRE Y AJUSTE NASAL



Código: **PRO-168**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CUBREBOCAS DOBLE CAPA



Código: **PRO-P06224**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	150 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-P0624B**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	BLANCO	150 PIEZAS	NO ESTÉRIL

ENVOLTURA PARA ESTERILIZACIÓN


50 CM X 50 CM
Código: PRO-P25433

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

120 CM X 120 CM
Código: PRO-P25432

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL


50 CM X 50 CM
Código: LIE-P25433

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

120 CM X 120 CM
Código: LIE-P25432

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO



100 CM X 100 CM

Código: ECO-034

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

100 CM X 100 CM

Código: PRO-034

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

110 CM X 110 CM

Código: ECO-030


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

110 CM X 110 CM

Código: PRO-030

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO


120 CM X 120 CM
Código: ECO-031

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

120 CM X 120 CM
Código: PRO-031

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

130 CM X 130 CM
Código: ECO-032

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

130 CM X 130 CM
Código: PRO-032

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO



150 CM X 150 CM

Código: ECO-033

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

150 CM X 150 CM

Código: PRO-033

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

50 CM X 70 CM

Código: ECO-036

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

50 CM X 70 CM

Código: PRO-036

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO


90 CM X 90 CM
Código: ECO-035

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

90 CM X 90 CM
Código: PRO-035

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL


CAMPO DE PAPEL DOS CAPAS Y UNA DE POLIETILENO



Código: PRO-038

Color	Contenido	Esterilidad
COLORES	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CAMPO DENTAL



80 CM X 90 CM

Código: PRO-039

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

HOJA DE POLIPROPILENO (CAMPO)



50 CM X 50 CM

Código: PRO-200

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

75 CM X 75 CM

Código: PRO-201


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

114 CM X 114 CM

Código: PRO-202

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	100 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CAMPO OFTALMOLÓGICO HENDIDO CON TEGADERM



100 CM X 180 CM

Código: PRO-037

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

CUBIERTA DE CAMA



180 CM X 65 CM X 10 CM

Código: PRO-043

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

200 CM X 95 CM X 15 CM

Código: PRO-044

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



PAQUETE DE CAMA


180 CM X 90 CM
Código: PRO-045

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PAQUETE	NO ESTÉRIL

200 CM X 100 CM
Código: PRO-046

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PAQUETE	NO ESTÉRIL

ROLLO SÁBANA



50 CM X 50 M Código: PRO-047



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

50 CM X 50 M Código: PRO-047B



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

60 CM X 50 M Código: PRO-048



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

60 CM X 50 M Código: PRO-048B



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



ROLLO SÁBANA


50 CM X 25 M
Código: PRO-049


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

50 CM X 25 M
Código: PRO-049B


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

160 CM X 1000 M
Código: PRO-241


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

SÁBANA DE EXPLORACIÓN



150 CM X 90 CM

Código: PRO-219

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

90 CM X 180 CM

Código: ECO-040

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

90 CM X 180 CM

Código: PRO-040

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



SÁBANA DE EXPLORACIÓN


200 CM X 100 CM
Código: ECO-041

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

200 CM X 100 CM
Código: PRO-041

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

140 CM X 210 CM
Código: ECO-042

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

140 CM X 210 CM
Código: PRO-042

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

SÁBANA DE EXPLORACIÓN



90 CM X 120 CM

Código: ECO-207

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

90 CM X 120 CM

Código: PRO-207

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



SÁBANA DE EXPLORACIÓN


120 CM X 180 CM
Código: PRO-213


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

180 CM X 75 CM
Código: PRO-227


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

180 CM X 75 CM
Código: PRO-227B


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

210CM X 120CM
Código: PRO-228


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

SÁBANA DE EXPLORACIÓN



110 CM X 120 CM

Código: PRO-162

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

125 CM X 200 CM

Código: PRO-163

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

90 CM X 190 CM

Código: PRO-164

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

75 CM X 130 CM

Código: PRO-165

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

100 CM X 180 CM

Código: PRO-225

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



SÁBANA DE PIE



150 CM X 180 CM

Código: PRO-231

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

ALMOHADA



40 CM X 60 CM

Código: PRO-050



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

40 CM X 60 CM

Código: PRO-050B



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

50 CM X 70 CM

Código: PRO-051



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



50 CM X 70 CM

Código: PRO-051B

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	1 PIEZA	NO ESTÉRIL



FUNDA PARA ALMOHADA


40 CM X 60 CM
Código: PRO-052


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

40 CM X 60 CM
Código: PRO-052B


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL


50 CM X 70 CM
Código: PRO-053


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

50 CM X 70 CM
Código: PRO-053B


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

FUNDA PARA CHAROLA DE MAYO



60 CM X 110 CM

Código: PRO-P25438

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	45g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



FUNDA PARA REPOSET GRANDE



Código: PRO-054

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	20 PIEZAS	NO ESTÉRIL

UNIFORME QUIRÚRGICO SENCILLO

(FILIPINA Y PANTALÓN)



Código: ECO-060

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: LIE-060

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL



UNIFORME QUIRÚRGICO SENCILLO TALLA MEDIANA

(FILIPINA Y PANTALÓN)



Código: **ECO-060M**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-060M**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

UNIFORME QUIRÚRGICO SENCILLO TALLA GRANDE

(FILIPINA Y PANTALÓN)



Código: ECO-060G

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: PRO-060G

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

UNIFORME QUIRÚRGICO SENCILLO TALLA XL

(FILIPINA Y PANTALÓN)



Código: **PRO-060XL**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

TRAJE QUIRÚRGICO SENCILLO

(FILIPINA, PANTALÓN, BOTAS, CUBREBOCAS DOS CAPAS, GORRO PACIENTE)



Código: ECO-062

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: PRO-062

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

TRAJE QUIRÚRGICO SENCILLO

(FILIPINA, PANTALÓN, BOTAS, CUBREBOCAS PLISADO, GORRO CIRUJANO)



Código: LIE-062

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL



UNIFORME QUIRÚRGICO SENCILLO CON BIES

(FILIPINA Y PANTALÓN)



Código: **PRO-064**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-064XL**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-064**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

TRAJE QUIRÚRGICO CON BIES

(FILIPINA, PANTALÓN, BOTAS, CUBREBOCAS DOS CAPAS, GORRO PACIENTE)



Código: **PRO-065**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-065**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

KIT QUIRÚRGICO PARA CIRUJANO



Código: **PRO-068**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL



TRAJE QUIRÚRGICO

(CAMISA, PANTALÓN, BOTAS, MASCARILLA QUIRÚRGICA, CUBRECALZADO, GORRO CIRUJANO)



Código: **PRO-P09662**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

TRAJE QUIRÚRGICO EXTRAGRANDE

(PANTALÓN, CAMISA, MASCARILLA, CUBREZAPATOS, GORRO CIRUJANO)



Código: PRO-P09525

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

BATA PARA PACIENTE PEDIÁTRICA


TALLA CHICA (4-6)
Código: PRO-076C

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

TALLA MEDIANA (8-10)
Código: PRO-076M

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

TALLA GRANDE (12-14)
Código: PRO-076G

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA PARA PACIENTE CORTA



Código: ECO-072

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-072

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-072

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA PARA PACIENTE UNITALLA



Código: **ECO-070**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-070**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-070**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA PARA PACIENTE TALLA GRANDE



Código: ECO-077

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-077

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE



Código: ECO-071

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-071

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-071

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA PARA PACIENTE

TALLA XXL



Código: PRO-214

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL



BATA DE PACIENTE UNITALLA MANGA LARGA

(PUÑO ELÁSTICO)



Código: **ECO-074**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-074**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-074**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE PACIENTE UNITALLA MANGA LARGA

(PUÑO ALGODÓN)



Código: ECO-075

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-075

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-075

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

CAMISÓN O BATA PACIENTE UNITALLA



Código: **PRO -P25405**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO TALLA CHICA

(CON REFUERZO MANGAS Y PECHO)



Código: ECO-085

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-085

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-085

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO TALLA MEDIANA

(CON REFUERZO MANGAS Y PECHO)



Código: **ECO-086**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-086**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-086**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO TALLA GRANDE

(CON REFUERZO MANGAS Y PECHO)



Código: ECO-087

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-087

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-087

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO TALLA EXTRA GRANDE

(CON REFUERZO MANGAS Y PECHO)



Código: **ECO-088**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-088**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-088**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO UNITALLA

(CON REFUERZO MANGAS Y PECHO)



Código: ECO-089

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-089

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-089

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO TALLA CHICA

(SIN REFUERZO)



Código: **ECO-080**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-080**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-080**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO TALLA MEDIANA

(SIN REFUERZO)



Código: ECO-081

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-081

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-081

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO TALLA GRANDE

(SIN REFUERZO)



Código: **ECO-082**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-082**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-082**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO EXTRA GRANDE

(SIN REFUERZO)



Código: ECO-083

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-083

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-083

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO UNITALLA

(SIN REFUERZO)



Código: **ECO-084**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-084**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **LIE-084**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO DE AISLAMIENTO UNITALLA

(SIN REFUERZO)



Código: ECO-090

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: PRO-090

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: LIE-090

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	10 PIEZAS	NO ESTÉRIL

BABERO DESECHABLE



Código: **PRO-022**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

Código: **PRO-022B**



Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	BLANCO	50 PIEZAS	NO ESTÉRIL

MORTAJA PARA CADÁVER

(BOLSA, BATA, SUJETADOR; BARBILLA, MANOS Y PIES)



CHICA

Código: PRO-094C

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

MEDIANA

Código: PRO-094M

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

GRANDE

Código: PRO-094G

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	NO ESTÉRIL

OVEROL ALTA PROTECCIÓN CON GORRO


TALLA CHICA
Código: PRO-097M

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL


TALLA MEDIANA
Código: PRO-097G

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

TALLA GRANDE
Código: PRO-097XL

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	NO ESTÉRIL

ACCESORIOS ESTÉRIL



CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO


45 CM X 45 CM
Código: ECO-228

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

50 CM X 70 CM
Código: ECO-112

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

50 CM X 70 CM
Código: PRO-112

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO



50 CM X 70 CM

Código: **PRO-112**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

60 CM X 60 CM

Código: **PRO-235**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO


70 CM X 75 CM
Código: PRO-118

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

90 CM X 90 CM
Código: PRO-128

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	2 PIEZAS	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO



90 CM X 90 CM

Código: **ECO-P02317**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

90 CM X 90 CM

Código: **PRO-P02317**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO SENCILLO


100 CM X 100 CM
Código: PRO-111

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

120 CM X 90 CM
Código: PRO-217

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

120 CM X 120 CM
Código: PRO-117

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

120 CM X 120 CM
Código: PRO-P25423

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO SENCILLO




120 CM X 120 CM

Código: **LIE-P25423**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35 g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO QUIRÚRGICO OFTÁLMICO

(CON BOLSA RECOLECTORA Y APOSITO)



Código: LIE-129-2

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

PAQUETE DE CAMPO
DE 90 CM X 90 CM HENDIDO
CON ADHESIVO. 2 PIEZAS



Código: PRO-P20049

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-P20049

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL



CAMPO DE USO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO


20 CM X 20 CM
Código: PRO-234

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

50 CM X 50 CM
Código: PRO-237

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

60 CM X 40 CM
Código: PRO-243

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	5 PIEZAS	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO



90 CM X 90 CM

Código: **PRO-120**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

100 CM X 100 CM

Código: **PRO-121**


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

50 CM X 70 CM

Código: **PRO-122**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO HENDIDO OFTALMOLOGÍA



45 CM X 45 CM

Código: **ECO-P02325**


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

45 CM X 45 CM

Código: **PRO-P02325**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO HENDIDO



50 CM X 70 CM

Código: **ECO-114**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

50 CM X 70 CM

Código: **PRO-114**


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

70 CM X 75 CM

Código: **PRO-119**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO HENDIDO PARA OFTALMOLOGÍA




110 CM X 110 CM Código: PRO-P25422

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	ESTÉRIL

110CM X 110 CM Código: LIE-P25422

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50 g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO HENDIDO OTORRINOLARINGOLOGÍA




70 CM X 70 CM

Código: **PRO-P02333**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPOS QUIRÚRGICOS.

CAMPO DE INCISIÓN AUTOADHERIBLE




45 CM X 50 CM

Código: **PRO-P01555**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO HENDIDO OFTALMOLOGÍA CON ADHESIVO




45 CM X 45 CM

Código: **PRO-123**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL



CAMPO DE USO QUIRÚRGICO HENDIDO CON ADHESIVO




50 CM X 70 CM

Código: **PRO-124**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO DE USO QUIRÚRGICO HENDIDO OTORRINOLARINGOLOGÍA CON ADHESIVO



70 CM X 70 CM

Código: PRO-125

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL


60 CM X 60 CM

Código: PRO-126

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMPO HENDIDO OTORRINOLARINGOLOGÍA

(CON ADHESIVO, APÓSITO Y BOLSA RECOLECTORA)




60 CM X 60 CM

Código: **PRO-127**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PAQUETE	ESTÉRIL

CAMPO DE QUIRÚRGICO HENDIDO CON ADHESIVO



120 CM X 120 CM

Código: **PRO-P20050**


Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

120 CM X 120 CM

Código: **LIE-P20050**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

FUNDA PARA CHAROLA DE MAYO



120 CM X 45 CM
Código: PRO-239

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	10 PIEZAS	ESTÉRIL

60 CM X 110 CM
Código: LIE-P25438

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	45g/m2	AZUL	10 PIEZAS	ESTÉRIL

FUNDA PARA MESA DE MAYO



55 CM X 130 M

Código: **PRO-055**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL



SÁBANA DE MESA DE RIÑÓN


140 CM X 230 CM
Código: PRO-P20052

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

140 CM X 230 CM
Código: LIE-P20052

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

SALUD | PRIVADO | ESTÉRIL

ROPA
ESTÉRIL



BATA PARA PACIENTE PEDIÁTRICA CHICA



Código: **PRO-257**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

CAMISÓN DE PACIENTE DE 10 CINTAS



Código: **PRO-P20056**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **LIE-P20056**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO UNITALLA CON TOALLA



Código: **ECO-104**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **PRO-104**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **LIE-104**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA DE CIRUJANO SIN REFUERZO CON TOALLA



Código: **LIE-P20048**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PAQUETE	ESTÉRIL



BATA CIRUJANO GRANDE LAMINADO



Código: **LIE-216**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO CON REFUERZO TALLA CHICA



Código: **ECO-P02374**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **PRO-P02374**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **LIE-P02374**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO CON REFUERZO TALLA MEDIANA



Código: **ECO-P02366**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **PRO-P02366**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **LIE-P02366**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO CON REFUERZO TALLA GRANDE



Código: **ECO-P02341**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **PRO-P02341**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **LIE-P02341**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO CON REFUERZO TALLA EXTRA GRANDE



Código: ECO-P02358

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: PRO-P02358

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: LIE-P02358

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO CON REFUERZO UNITALLA

(CON TOALLA DE SECADO)



Código: **ECO-105**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **PRO-105**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

Código: **LIE-105**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

BATA CIRUJANO CON REFUERZO TALLA GRANDE

(CON TOALLA DE SECADO)



Código: **PRO-106**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	1 PIEZA	ESTÉRIL

PAQUETE PARA CIRUGIA GENERAL



CONTENIDO

- “A) 2 batas quirúrgicas para cirujano talla grande (115 cm $\pm$ 5 largo, 150 cm $\pm$ 5 ancho) con puño de algodón y velcro.
- B) 2 toallas absorbentes de 40 cm $\pm$ 5 x 50 cm $\pm$ 5.
- C) 1 cubierta para mesa riñón de 140 cm $\pm$ 10 x 225 cm $\pm$ 10 con refuerzo al centro de 60 cm $\pm$ 5 x 180 cm $\pm$ 5.
- D) 1 cubierta para mesa de mayo de 50 cm $\pm$ 10 x 135 cm $\pm$ 10 con refuerzo.
- E) 1 bolsa para desechos de suturas con sujetadores adheribles.
- F) 4 campos auxiliares absorbentes de 90 cm $\pm$ 5 x 90 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 90 cm a la orilla.
- G) 1/2 sábana de 150 cm $\pm$ 5 x 100 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 100 cm a la orilla.
- H) 1 sábana de 150 cm $\pm$ 5 x 195 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 100 cm a la orilla.”

Código: **PRO-P25493**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGIA GENERAL



CONTENIDO

- “A) 2 batas quirúrgicas para cirujano talla grande (115 cm $\pm$ 5 largo, 150 cm $\pm$ 5 ancho) con puño de algodón y velcro.
- B) 2 toallas absorbentes de 40 cm $\pm$ 5 x 50 cm $\pm$ 5.
- C) 1 cubierta para mesa riñón de 140 cm $\pm$ 10 x 225 cm $\pm$ 10 con refuerzo al centro de 60 cm $\pm$ 5 x 180 cm $\pm$ 5.
- D) 1 cubierta para mesa de mayo de 50 cm $\pm$ 10 x 135 cm $\pm$ 10 con refuerzo.
- E) 1 bolsa para desechos de suturas con sujetadores adheribles.
- F) 4 campos auxiliares absorbentes de 90 cm $\pm$ 5 x 90 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 90 cm a la orilla.
- G) 1/2 sábana de 150 cm $\pm$ 5 x 100 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 100 cm a la orilla.
- H) 1 sábana de 150 cm $\pm$ 5 x 195 cm $\pm$ 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 100 cm a la orilla.”

Código: PRO-P20055

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE -P20055

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGÍA MAYOR



CONTENIDO

- A) 3 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. (Talla unitalla)
- B) 3 campos sencillos con adhesivo de 40 ± 10 cm x 50 ± 10 cm
- C) 1 sábana superior con adhesivo de 110 ± 10 cm x 188 ± 10 cm
- D) 1 sábana inferior con adhesivo de 180 ± 10 cm x 140 ± 10 cm
- E) 1 bolsa para suturas
- F) 1 funda para mesa de mayo de 55 ± 10 cm x 130 ± 10 cm
- G) 1 cubierta para mesa de riñón de 110 ± 10 cm x 232 ± 10 cm
- H) 1 sábana de especialidad hendida con adhesivo de 232 ± 10 cm x 148 ± 10 cm
- I) 3 toallas absorbentes para secado de manos

Código: ECO-131

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: PRO-131

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-131

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGÍA MENOR



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande
- B) 2 campos de 40 ± 10 cm x 60 ± 10 cm
- C) 1 cubierta para mesa de instrumentista de 110 ± 10 cm x 132 ± 10 cm
- D) 1 sábana de especialidad hendida de 125 ± 10 cm x 150 ± 10 cm
- E) 1 funda para mesa de mayo con refuerzo de 55 ± 10 cm x 135 ± 10 cm
- F) 2 toallas absorbentes para secado de manos

Código: ECO-130

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: PRO-130

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-130

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGÍA MENOR



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. **Talla grande**
- B) 2 campos de 40 ± 10 cm x 60 ± 10 cm
- C) 1 cubierta para mesa de instrumentista de 110 ± 10 cm x 132 ± 10 cm
- D) 1 sábana de especialidad hendida de 125 ± 10 cm x 150 ± 10 cm
- E) 1 funda para mesa de mayo con refuerzo de 55 ± 10 cm x 135 ± 10 cm
- F) 2 toallas absorbentes para secado de manos

Código: PRO-P25482

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE MENOR BÁSICO



CONTENIDO

- A) 1 bata quirúrgica para cirujano. Talla unitalla
- B) 1 toalla absorbente para secado de manos
- C) 1 funda para mesa de mayo de 55 ± 10 cm x 130 ± 10 cm
- D) 4 campos con adhesivo de 50 ± 10 cm x 70 ± 10 cm
- E) 1 campo envoltura de 80 ± 10 cm x 80 ± 10 cm"

Código: ECO-147

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	25g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: PRO-147

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE BÁSICO



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano. Talla grande
- B) 4 campos con adhesivo de 50 cm x 70 cm
- C) 1 sábana superior de 110 cm x 140 cm con adhesivo
- D) 1 sábana inferior de 160 cm x 190 cm con adhesivo
- E) 1 bolsa para suturas
- F) 1 funda para mesa de mayo de 55 cm x 120 cm
- G) 1 cubierta para mesa de instrumental de 140 cm x 120 cm
- H) 2 toallas absorbentes para secado de manos

Código: PRO-143

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL



PAQUETE MENOR INTEGRAL



CONTENIDO

- “A) 2 batas quirúrgicas para cirujano talla grande (115 cm ± 5 largo, 150 cm ± 5 ancho) con puño de algodón y velcro.
- B) 2 toallas absorbentes de 40 cm ± 5 x 50 cm ± 5.
- C) 1 cubierta para mesa riñón de 140 cm ± 10 x 225 cm ± 10 con refuerzo al centro de 60 cm ± 5 x 180 cm ± 5.
- D) 1 cubierta para mesa de mayo de 50 cm ± 10 x 135 cm ± 10 con refuerzo.
- E) 1 bolsa para desechos de suturas con sujetadores adheribles.
- F) 4 campos auxiliares absorbentes de 90 cm ± 5 x 90 cm ± 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 90 cm a la orilla.
- G) 1/2 sábana de 150 cm ± 5 x 100 cm ± 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 100 cm a la orilla.
- H) 1 sábana de 150 cm ± 5 x 195 cm ± 5 con adhesivo para fijación de 3 cm x 100 cm a la orilla.”

Código: PRO-P20045

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE ANESTESIA



CONTENIDO

- A) 1 bata quirúrgica para cirujano. **Talla unitalla**
- B) 1 toalla absorbente para secado de manos
- C) 1 campo quirúrgico fenestrado con adhesivo de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm
- D) 1 campo envoltura de 50 cm x 70 ± 10 cm

Código: PRO-140

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE PARTO BÁSICO SIN BATA



CONTENIDO

- A) 1 gorro para paciente
- B) 2 piernas de 50 ± 10 cm x 90 ± 10 cm
- C) 2 campos con adhesivo de 50 ± 10 cm x 60 ± 10 cm
- D) 1 envoltura de 80 ± 10 cm x 80 ± 10 cm

Código: PRO-159

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CESÁREA



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande
- B) 1 bata quirúrgica para instrumentista. Talla mediana
- C) 1 funda para mesa de mayo de 55 ± 10 cm x 120 ± 10 cm
- D) 1 bolsa para suturas
- E) 1 sábana de especialidad con adhesivo de 120 ± 10 cm x 180 ± 10 cm x 180 ± 10 cm x 300 ± 10 cm, con refuerzo absorbente y bolsa recolectora de fluidos
- F) 1 charola para placenta
- G) 1 bulbo para aspiración de secreción
- H) 1 pinza umbilical
- I) 2 toallas obstétricas
- J) 1 manta absorbente para bebé de 100 ± 10 cm x 100 ± 10 cm
- K) 1 cubierta para mesa de riñón de 140 ± 10 cm x 220 ± 10 cm
- L) 3 toallas absorbentes para secado de manos

Código: PRO-144

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-144

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE PARA CESÁREA



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho. Talla grande
- B) 1 bata quirúrgica para instrumentista. Talla mediana
- C) 1 funda para mesa de mayo de 55 ± 10 cm x 120 ± 10 cm
- D) 1 bolsa para suturas
- E) 1 sábana de especialidad con adhesivo de 120 ± 10 cm x 180 ± 10 cm x 180 ± 10 cm x 300 ± 10 cm, con refuerzo absorbente y bolsa recolectora de fluidos
- F) 1 charola para placenta
- G) 1 bulbo para aspiración de secreción
- H) 1 pinza umbilical
- I) 2 toallas obstétricas
- J) 1 manta absorbente para bebé de 100 ± 10 cm x 100 ± 10 cm
- K) 1 cubierta para mesa de riñón de 140 ± 10 cm x 220 ± 10 cm
- L) 3 toallas absorbentes para secado de manos

Código: PRO-P25443

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-P25443

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE ASISTENCIA RECIÉN NACIDO SIN PERILLA



CONTENIDO

- A) 1 Bata quirúrgica para cirujano. Talla Grande
- B) 2 Campos absorbentes de 90.0cm x 90.0 cm $\pm$ 10.0 cm de SOFT FILICO
- C) 1 Toalla absorbente para secado de manos de 40.0 cm x 40.0 cm $\pm$ 10.0 cm
- D) 1 Campo envoltura de 90.0 cm x 90.0 cm $\pm$ 10.0 cm
- E) Gorro para paciente estéril y desechable.

Código: PRO-P25429

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-P25429

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO



CONTENIDO

- A) 1 Bata quirúrgica para cirujano. Talla Grande
- B) 2 Campos absorbentes de 90cm x 90cm +/-10cm de SOFT FILICO
- C) 1 Toalla absorbente para secado de manos.
- D) 1 Campo envoltura de 90cm +/-10cm x 90 cm +/- 10cm

Código: PRO-141

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE
GINECOLOGÍA



CONTENIDO

- A) 1 bata quirúrgica para cirujano. Talla grande
- B) 1 funda para mesa de mayo de 55 ± 10 cm x 120 ± 10 cm
- C) 1 bolsa para suturas
- D) 1 campo absorbente con adhesivo de 50 ± 10 cm x 70 ± 10 cm
- E) 1 campo para cadera con adhesivo de 92 ± 10 cm x 125 ± 10 cm con refuerzo absorbente
- F) 1 sábana para ginecología con refuerzo absorbente y portacables de 90 ± 10 cm x 110 ± 10 cm x 270 ± 10 cm
- G) 1 cubierta para mesa de instrumental de 140 ± 10 cm x 230 ± 10 cm, con refuerzo de 60 ± 10 cm x 180 ± 10 cm
- H) 1 toalla absorbente para secado de manos

Código: **PRO-151**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL



PAQUETE LEGRADO



CONTENIDO

- A) 1 bata quirúrgica para cirujano. Talla unitalla
- B) 1 funda para mesa de mayo de 55 ± 10 cm x 130 ± 10 cm
- C) 1 gorro de paciente
- D) 2 pierneras de 50 ± 10 cm x 100 ± 10 cm
- E) 2 campos con adhesivo de 50 ± 10 cm x 60 ± 10 cm
- F) 1 envoltura de 100 ± 10 cm x 100 ± 10 cm
- G) 1 toalla absorbente para secado de manos

Código: PRO-157

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE PARTO BÁSICO CON BATA



CONTENIDO

- A) 1 Bata quirúrgica para cirujano. Talla Grande.
- B) 1 Gorro para Paciente.
- C) 2 Pierneras de 50 cm x 90 cm.
- D) 3 Campos quirúrgicos de 50 cm x 60 cm.
- E) 1 Envoltura sencilla de 90 cm x 90 cm.
- F) 1 Toalla absorbente para secado de manos.

Código: **PRO-160**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE DE CIRUGÍA OFTÁLMICO BÁSICO



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano sin refuerzo. (Talla unitalla)
- B) 1 sábana de 100 ± 10 cm x 100 ± 10 cm
- C) 1 campo de especialidad con bolsa recolectora de 100 ± 10 cm x 180 ± 10 cm
- D) 5 gasas de 10 ± 2 cm x 10 ± 2 cm
- E) 1 recipiente con 5 gasas en torunda
- F) 1 jeringa de 5 ml
- G) 1 jeringa de 3 ml
- H) 1 jeringa de 1 ml
- I) 2 campos adhesivos de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm
- J) 1 apósito con adhesivo transparente de 10 ± 2 cm x 12 ± 2 cm
- K) 2 toallas absorbentes para secado de manos

Código: PRO-148

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: LIE-148

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE INTEGRAL OFTÁLMICO 3 BATAS



CONTENIDO

- A) 1 campo oftálmico con bolsa de fluidos de 100 cm x 130 cm
- B) 1 charola
- C) 3 batas para cirujano con puños ajustables
- D) 3 toallas absorbentes
- E) 4 gasas secas cortadas de 10 cm x 10 cm
- F) 4 gasas secas cortadas de 5 cm x 5 cm
- G) 1 jeringa hipodérmica 3 cc con aguja 21G x 32 mm
- H) 6 hisopos con algodón de plástico de 15 cm
- I) 1 jeringa hipodérmica 10 cc con aguja 21G x 32 mm
- J) 5 torundas de algodón

Código: **PRO-186**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE INTEGRAL OFTÁLMICO 2 BATAS



CONTENIDO

- A) 1 campo oftálmico con bolsa de fluidos de 100 cm x 130 cm
- B) 1 charola
- C) 2 batas para cirujano con puños ajustables
- D) 3 toallas absorbentes
- E) 4 gasas secas cortadas de 10 cm x 10 cm
- F) 4 gasas secas cortadas de 5 cm x 5 cm
- G) 1 jeringa hipodérmica 3 cc con aguja 21G x 32 mm
- H) 6 hisopos con algodón de plástico de 15 cm
- I) 1 jeringa hipodérmica 10 cc con aguja 21G x 32 mm
- J) 5 torundas de algodón

Código: PRO-221

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE
PARA OFTALMOLOGÍA II



CONTENIDO

- A) 2 Batas con refuerzo y toalla
- B) 1 Campo hendido para oftalmología de 1.5 m x 2.1 m con bolsa recolectora y refuerzo
- C) 1 Campo para oftalmología de 75 cm x 1 m
- D) 1 Envoltura de 1.5 m x 2.1 m
- E) 3 Gasas de 10 cm x 10 cm
- F) 6 Gasas de 10 cm x 10 cm
- G) 4 Hisopos de 15 cm
- H) 1 Jeringa de 1 ml
- I) 1 Jeringa de 3 ml
- J) 1 Jeringa de 10 ml
- K) 1 Tegaderm
- L) 1 Vaso copro

Código: **PRO-240**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE OFTÁLMICO ESENCIAL



CONTENIDO

- A) 3 Batas quirúrgicas talla grande sin refuerzo
- B) 1 Sábana de riñón 140x200 cm
- C) 1 Sábana de especialidad 100x170 cm con bolsa y tegaderm
- D) 2 Sábanas 90x90 cm con adhesivo
- E) 5 Gasas 10x10 cm
- F) Jeringas: 5 ml, 3 ml, 1 ml
- G) 5 Hisopos protec R
- H) 1 Vaso copro 100 ml

Código: PRO-226

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE OFTÁLMICO
ESENCIAL



CONTENIDO

- A) 3 Batas quirúrgicas talla grande sin refuerzo
- B) 1 Sábana de riñón 140x200 cm
- C) 1 Sábana de especialidad 100x170 cm con bolsa y tegaderm
- D) 2 Sábanas 90x90 cm con adhesivo
- E) 5 Gasas 10x10 cm
- F) Jeringas: 5 ml, 3 ml, 1 ml
- G) 5 Hisopos protec R
- H) 1 Vaso copro 100 ml

Código: LIE-226

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL



PAQUETE DE PROCURACIÓN DE TEJIDO DE CORNEA



CONTENIDO

- A) 1 Bata quirúrgica
- B) 2 Campos 90x90 cm
- C) 1 Campo fenestrado doble oftálmico 60x60 cm
- D) 10 Gasas

Código: PRO-223

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE DE CIRUGIA DE CORNEA



CONTENIDO

- A) 2 Campos de capelina de 90 cm x 90 cm
- B) 1 Campo hendido de 50 cm x 50 cm
- C) 1 Sábana de pies de 110 cm x 110 cm
- D) 1 Sábana de riñón de 120 cm x 120 cm
- E) 1 Sábana para mesa de mayo 60 cm x 40 cm
- F) 2 Batas para cirujano
- G) 30 Gasas estériles
- H) 30 Hisopos estériles
- I) 2 Parches tegaderm

Código: PRO-182

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL



PAQUETE DE PROCURACION DE TEJIDO AMNIOTICO



CONTENIDO

- A) 1 Bata quirúrgica para cirujano.
- B) 1 Toalla absorbente
- C) 1 campo de 120 cm x 120 cm
- D) 2 compresas estériles

Código: PRO-178

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE DE DISECCIÓN DE TEJIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO



CONTENIDO

- A) 2 Batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo.
- B) 1 campo de 120 cm x 120 cm
- C) 2 toallas absorbentes
- D) 2 campos 90 cm x 90 cm
- E) 1 envoltura de 100 cm x 100 cm

Código: **PRO-179**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

Código: **LIE-179**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE DE PROCESAMIENTO DE AMNIOS



CONTENIDO

- A) 1 Bata quirúrgica para cirujano.
- B) 1 Toalla absorbente
- C) 1 Campo de 120 cm x 120 cm

Código: **PRO-181**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGIA LAPAROSCOPIA



CONTENIDO

- A) 3 Batas (115cm $\pm$ 5cm largo, 150cm $\pm$ 5cm ancho) y Velcro
- B) 3 Toalla absorbentes de 40 cm $\pm$ 5 cm x 50 cm $\pm$ 5 cm
- C) 1 Cubierta para mesa de riñón o instrumental de polietileno o polipropileno de 140 cm $\pm$ 5 cm x 225 cm $\pm$ 5 cm con refuerzo de tela grado medico al centro de la prenda de 60cm $\pm$ 5 cm x 180cm $\pm$ 5 cm
- D) 1 Cubierta para mesa de riñón o instrumental de polietileno o polipropileno laminado de 140 cm $\pm$ 10 cm x 225 cm $\pm$ 10 cm con refuerzo en tela no tejida grado médico de polipropileno el refuerzo se localiza al centro de la prenda de 60 cm a $\pm$ 5 cm x 180 cm $\pm$ 5 cm doblada en forma de abánico.
- E) 1 Bolsa para desechos de suturas con sujetadores adheribles
- F) 4 Campos Auxiliares absorbentes por una de sus caras de 90 cm a $\pm$ 5 cm x 90cm $\pm$ 5 cm con adhesivo de 2 cm $\pm$ 1 cm de 90cm $\pm$ 5 cm doblado en abánico
- G) 1 Sábana de pies de 190cm $\pm$ 5 cm x 190cm $\pm$ 5 cm con refuerzo impermeable y absorbente de 70 cm $\pm$ 5 cm x 30cm $\pm$ 5 cm con adhesivo de 3cm $\pm$ 2 cm x 100 cm $\pm$ 5 cm localizada en el tercio medio de la prenda.
- H) 2 Sábanas laterales de 100 cm a $\pm$ 5 cm x 190 cm $\pm$ 5 cm refuerzo absorbente e impermeable de 100 cm a $\pm$ 5 cm x 30 cm $\pm$ 5 cm con adhesivo para su fijación de 3 cm $\pm$ 2 cm x 190 cm $\pm$ 5 cm colocado en la parte superior del refuerzo a la orilla de la prenda.
- I) 1 Sábana Hendida de 190 cm $\pm$ 5 cm x 275 cm $\pm$ 5 cm con fenestración de 10 cm $\pm$ 10 cm x 50 $\pm$ 5 cm en el centro de la prenda con refuerzo absorbente de 10cm a 15cm de ancho alrededor de la fenetración con adhesivo de 3cm $\pm$ 2 cm de ancho alrededor de la fenestración con sujetadores doblada en forma de abanico.

Código: **LIE-P20054**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esteribilidad
SMS	50g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL



PAQUETE DE PROCURACIÓN DE PIEL



CONTENIDO

- A) 2 Batas quirúrgicas
- B) 3 campos de 90 cm x 90 cm adheribles
- C) 5 campos de 60 cm x 90 cm
- D) 2 compresas

Código: PRO-183

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGÍA
CABEZA Y CUELLO



CONTENIDO

- A) 2 batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en mangas y pecho
- B) 2 campos de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm con adhesivo
- C) 1 bolsa para suturas
- D) 1 funda de mesa de mayo con refuerzo de 55 cm x 130 cm
- E) 1 sábana en U autoadherible con refuerzo absorbente, parche antiderrapante y portacables de 180 cm x 240 cm
- F) 1 sábana hendida con adhesivo de 240 cm x 180 cm
- G) 2 toallas absorbentes
- H) 1 cubierta para mesa de riñón de 150 cm x 220 cm

Código: **PRO-145**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO CON 3 BATAS



CONTENIDO

- A) 3 Batas quirúrgicas (115 cm +/- 5 cm largo, 150 cm +/- 5 cm ancho) puño de algodón y velcro
- B) 3 Toalla absorbentes de 40 cm ± 5 cm x 50 cm ± 5 cm
- C) 1 Cubierta para mesa de riñón o instrumental de polietileno o polipropileno de 150 cm ± 5 cm x 225 cm ± 5 cm con refuerzo de tela grado médico al centro de la prenda de cm ± 5 cm x 225 cm ± 5 cm
- D) 1 Cubierta para mesa de mayo de 50 cm ± 5 cm x 135 cm ± 5 cm con refuerzo
- E) 1 Bolsa para desechos de suturas con sujetadores adheribles
- F) 1 Sábana para cirugía de cráneo en forma de "U" de 190 cm ± 5 cm x 270 ± 5 cm con refuerzo absorbente e impermeable de 10 cm ± 5 cm de ancho alrededor de la "U" con adhesivo para su fijación de 3 cm a 5 cm de ancho se localiza en la parte posterior al refuerzo y alrededor de la "U" con sujetadores para tuberías y accesorios
- G) 1 Capelina en forma de triángulo de 90 cm ± 5 cm x 90 cm ± 5 cm con adhesivo de 2 cm ± 5 cm de ancho situado a una de la orillas de la prenda"

Código: PRO-230

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

PAQUETE DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO



CONTENIDO

- A) 4 Batas quirúrgicas para cirujano
- B) 1 Sábana de riñón de 120 ± 10 cm x 120 ± 10 cm
- C) 2 Sábanas de pie de 110 ± 10 cm x 110 ± 10 cm
- D) 8 Campos quirúrgicos sencillo de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm
- E) 4 Toallas absorbentes de 40 ± 10 cm x 40 ± 10 cm

Código: **PRO-184**

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL



PAQUETE DE PROCESAMIENTO DE CRANEO



CONTENIDO

- A) 1 Bata quirúrgica
- B) 1 Campo quirúrgico de 120 cm x 120cm
- C) 5 Gasas de 10 cm x 10 cm
- D) 1 Toalla absorbente de 30 cm x 30cm

Código: PRO-188

Material	Gramaje	Color	Contenido	Esterilidad
SMS	35g/m2	AZUL	BOP	ESTÉRIL

CONTACTO VENTAS

Dirección

Norte 13 305, Moctezuma 2da Secc, Venustiano
Carranza, 15530 Ciudad de México, CDMX

Télefono

55 7045 3343
55 330 8800

E-mail

ventas@mdsprovemedic.com

web

www.mdsprovemedic.com

  [medicaldresssupplier](#)  [mdsprovemedicipsun](#)

MDS
Medical Dress Supplier



Medical Dress Supplier S.A. de C.V.